


**Wellness Nordic**

Nordic Sensi®Chair  
til patienter på  
somatiske afdelinger





## Stimuli til hospitalspatienter

Nordic Sensi®Chair er et non-farmakologisk hjælpe-middel til stimulering af sanserne. Den er velegnet til patienter med urolig eller udadreagerende adfærd, smerte, psykisk ubalance samt delirium. Kombinationen af Nordic Sensi®Chairs blide gyngebevægelser, basvibrationer og beroligende musik giver ro og afstresning.

Når Nordic Sensi®Chairs tre sensoriske gyngeprogrammer er i brug, suppleres gyngebevægelserne med beroligende musik fra MusiCure®, som musiker og komponist Niels Eje står bag. Musikken er specialkomponeret og har dokumenteret afstressende og beroligende effekt.

Mere end 20 års udvikling, studier og klinisk forskning udgør fundamentet for musikken, som er testet og dokumenteret af forskere på hospitaler. De kliniske studier samt anden dokumentation kan rekviseres hos Wellness Nordic.

**MusiCure®**  
MUSIC AS MEDICINE

Trinløst vipbart ryglæn

Ryglæn med indbyggede højttalere  
med beroligende musik fra MusiCure®

Enkel og brugervenlig styring

Trykforsadelende madras

Højdejusterbar  
benstøtte

Basvibrationer  
i ryglænet

Aftagelige  
armlæn

Låsbare dobbelthjul

Let tilgængelige overflader,  
som er nemme at afspritte



Tilstanden delir rammer **10-30%** af somatisk indlagte patienter. Hos ældre patienter er tallet helt oppe på **50%**. Delir forværret helbredstilstanden, forlænger indlæggelsen og øger mortaliteten. En indlæggelse på hospital er dyrt for det offentlige.

# L I N D R I N G

# R O

# K O M F O R T

# B E V I D S T H E D

# T R I V S E L

## Gode resultater med Nordic Sensi®Chair på hospitaler

Somatiske hospitalsafdelinger, heriblandt:


- intensiv
- palliativ
- neurologisk
- geriatrisk
- medicinsk

anvender ofte Nordic Sensi®Chair som et tilbud til svække og/eller delirøse patienter. Sansestimuleringen tilbydes som en del af plejeplanen og giver patienterne mulighed for at opnå ro og hvile.

Stolen anvendes til at skabe ro hos patienter med urolig, udadreagerende og smertepræget adfærd samt til at forkorte tilstande af delir. Den anvendes også til at stimulere til øget arousal i opvågningen hos mere passive patienter.

Tilbagemeldinger fra hospitaler viser, at det ikke alene er patienterne, der har glæde af Nordic Sensi®Chair, men at den positive effekt på patienterne også smitter af på arbejdsmiljøet på afdelingen, som opleves som mere roligt.

Flere danske hospitaler har udført case-studier, der påviser en positiv effekt af Nordic Sensi®Chair. Referencer kan rekviseres ved henvendelse til Wellness Nordic.



# Nordic Sensi®Chair – enkel og sikker at anvende



Armlænsbetrækken er forberedt til anvendelse af hospitalsudstyr, f.eks. urinposer.

Nordic Sensi®Chair er udviklet i samarbejde med danske hospitaler specifikt til hospitalsbrug. Den imødekommer de særlige krav til hygiejne og sikkerhed, der findes i hospitalssektoren.




Leg-positioner indgår i stolens standardudrustning.



AUX-port gør det muligt at tilslutte en ekstern lydkilde fra f.eks. en smartphone eller tablet.




Aftagelige armstætter letter ind- og udstigning, giver sikkerhed og forbedrer arbejdsværelse ved eventuelle nødsituationer.



4 låsbare dobbelthjul gør stolen stabil, både under transport og anvendelse. Frihøjden gør det muligt at anvende mobil personløfter.



Fjernbetjeningen er monteret med en spiraledning, så bortkomst forhindres.



Den 6 cm høje madras i visko-elastisk, 2-komponent-skum fordeler trykket jævnt og sikrer høj komfort. Rengøring foregår med gængse rengøringsmidler eller ved desinfektion med alkohol-/kloropløsninger.



Det elastiske betræk, som har indvendige syninger, lægger sig tæt om madrassen.



Positioneringssæt med fire kiler, benrulle og strop sikrer korrekt position, sikkerhed og stabilitet. Fås som tilbehør.

## Referencer

Nordic Sensi®Chair anvendes på en række danske hospitaler, bl.a. på Rigshospitalet, OUH Odense, OUH Svendborg, Glostrup Hospital og Aarhus Universitetshospital. Stolens stimuli anvendes typisk for at skabe øget bevidsthed, reducere uro, både motorisk og mentalt – men f.eks. også ved delir, søvnproblemer og uhensigtsmæssig adfærd.



Nordic Sensi®Chair er CE mærket efter MDR, 2017/745/EU.

## Prøv Nordic Sensi®Chair

Kontakt os for at høre mere om Nordic Sensi®Chair eller aftale om gratis testperiode.

# Wellness Nordic

Wellness Nordic A/S ■ Bakkegåardsvej 311 ■ 3050 Humlebæk  
Tlf. 3874 5450 ■ [info@wellnessnordic.com](mailto:info@wellnessnordic.com) ■ [www.wellnessnordic.com](http://www.wellnessnordic.com)